

Tork pack de démarrage distributeur S4 - manuel - ***gymna***

blanc + savon mousse doux - 1 l

Art: 1941206 | Marque: [TORK](#)



Informations sur le produit

Le pack de démarrage Tork comprend :

- un distributeur blanc S4 pour savon liquide ou mousse - art. 1915206
- une recharge de 1 litre de savon mousse doux pour les mains - art. 1899206

POURQUOI CHOISIR LES DISTRIBUTEURS DE SAVON MOUSSE

- un dosage régulier permet de réduire la consommation de savon jusqu'à 50 % par rapport aux savons liquides classiques
- jusqu'à 1650 doses à partir d'une bouteille
- plus économique, donc plus écologique
- le flacon s'aspire, ce qui permet de réduire de 70 % le volume des déchets
- contribue à une bonne hygiène : la bouteille scellée protège le contenu jusqu'à l'utilisateur, réduisant ainsi le risque de contamination

POURQUOI CHOISIR LE SAVON MOUSSE TORK

- savon pour les mains au parfum frais et doux
- testé dermatologiquement
- pH respectueux de la peau
- aide à prévenir le dessèchement de la peau grâce à des ingrédients relipidants
- efficacité prouvée même avec de l'eau froide
- 96 % des ingrédients sont issus de l'agriculture naturelle