

Manchon bras Hydroven - 1 compartiment - 78 cm **gymna**

Art: 330517 | Marque: FLOWTRON HYDROVEN



Informations sur le produit

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Matériau léger et résistant pour un usage fréquent.
- L'intérieur est souple et doux.
- Doté d'une fermeture éclair pour le mettre ou l'enlever facilement.
- La circonférence peut être augmentée à l'aide d'un insert (art. 330.539).

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 1 chambre à air ,
- Longueur 78 cm (depuis le poignet) - circonférence du bras max. 62 cm.

Manchons de taille plus petite ou plus grande disponibles sur demande. Attention : ce manchon ne peut PAS être lavé en machine.