

FieldPower Performance - P11

gymna

Art: 585970 | Marque: [FIELDPOWER](#)



Informations sur le produit

FieldPower – De Revolutie in Functionele Weerstandstraining

Verbeter **kracht, stabiliteit** en **explosiviteit** met één toestel!

De FieldPower is hét trainingsapparaat voor kinesitherapeuten, sportcoaches en atleten die streven naar maximale prestaties en efficiënte revalidatie. Dit unieke trainingstoestel biedt een **vrijwel constante weerstand** in alle richtingen, waardoor functionele bewegingen optimaal worden gesimuleerd – **zonder schokbelasting en zonder piekkrachten**.

Met de **360° draaibare en in elke richting instelbare elastische weerstand** kunnen zowel **kracht- als assistentietrainingen** perfect worden afgestemd op de behoeften van elke gebruiker, van revalidatiepatiënten tot topsporters. Dankzij de mogelijkheid om **concentrisch én excentrisch spierwerk** te activeren, leidt trainen met de FieldPower tot verbeterde spierkracht, explosiviteit, balans en lichaamscontrole.

Waarom kiezen voor FieldPower?

- Multifunctioneel – Geschikt voor zowel revalidatie als (top)sporttraining.
- 360° Weerstand – Train vanuit elke richting en op elk niveau.
- Maximale bewegingsvrijheid – Tot 11 meter reikwijdte!
- Vrijwel constante en veilige weerstand – geen schokbelasting of piekkrachten.
- Draagbaar & veelzijdig – Zowel binnen als buiten eenvoudig in te zetten.

Extra voordeel: **Trainen met twee FieldPowers**

Wil je je trainingsmogelijkheden nóg verder uitbreiden? Kies dan voor de set van 2 FieldPowers!
Hiermee open je de deur naar geavanceerde oefeningen zoals:

- Verticale sprongen met weerstand, voor explosieve krachtontwikkeling.
- Vector training, waarbij je tussen twee FieldPowers loopt voor intensieve voor- en achterwaartse belasting.
- Meer stabiliteit en balans, dankzij weerstand uit meerdere richtingen tegelijk.

Met de dubbele set haal je het maximale uit je training en bied je eindeloze mogelijkheden voor functionele krachtraining en sportgerichte bewegingen.

Ontdek de eindeloze mogelijkheden en til je training naar een hoger niveau met FieldPower!

Spécifications

Tour

- Dimensions (H x L x L) : 93 x 19 x 18 cm
- Poids : 7 kg
- Matériaux : aluminium, acier inoxydable, caoutchouc, plastique

Cordes 1 et 2

- Portée maximale des cordes : **11 mètres**
- Résistance 2,5 - 10 kg par corde (20 kg en position double)
- Positionnement libre et double réglage

Base

- Dimensions : Ø78 cm x 18 cm
- Poids à vide : 6,5 kg / Poids rempli : 75 kg
- Avec poteau de fixation
- Matériaux : plastique, acier inoxydable, caoutchouc

Comprend les accessoires suivants

- 1 x veste FieldPower (M)
- 1 x ceinture 360
- 2 x sangle de cheville

- 2 x sangle de poignet
 - 2 x poignée
 - 2 x sangle de ceinture
 - 2 x sangle de connexion / d'arrimage : pour fixer une tour FieldPower à un poteau.
- 