

Onguent chauffant - Hot - Qines - 350 ml

gymna

Art: 100015 | Marque: QINES



Informations sur le produit

- Soins/échauffement musculaire à effet chauffant prononcé, fortement analgésique.
- Pénètre en profondeur et protège parfaitement contre le froid et la pluie.
- Réchauffe et veille à une bonne irrigation sanguine continue.
- Appliquer l'onguent 15-30 minutes avant l'entraînement ou la compétition et étendre sur les muscles.
- Remarque pour les peaux sensibles : ne jamais couvrir la peau (par ex. avec un bandage) après application.