

TORK gel désinfectant 80% recharge - hydro alcool ***gymna*** S1 - 1 l

Art: 1812206 | Marque: **TORK**

30,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Recharge de gel transparent Tork pour la décontamination et la désinfection des mains. Produit de qualité pour une hygiène des mains hautement efficace.

- recharge pour distributeur TORK S1 (art. 1808206).
- gel hydro alcoolique pour un usage fréquent.
- assainit et désinfecte les mains rapidement.
- hydrate la peau.
- se répartit facilement, sans laisser de résidus collants.
- le flacon hermétique - avec doseur - élimine tout risque de contamination croisée lors de la recharge.
- le flacon se plie après utilisation afin de réduire le volume de déchets.
- contenu : 1 litre, usage économique.

Comment désinfecter les mains ?

- nettoyer et sécher les mains avant l'utilisation.
- appliquer 1 ou 2 doses de gel désinfectant sur les mains.
- étendre (frotter) le gel sur la totalité des mains afin d'obtenir un effet hygiénique efficace.
 - frotter jusqu'à ce que les mains soient à nouveau sèches.
 - le gel ne doit pas être rincé.

Ingrédients

- 80 % (p/p) éthanol dénaturé.
- Alcool Denat.
- Aqua.
- Panthénol.
- Glycérine.
- Acétyl alcool.
- Propylène Glycol.
- Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymère.
- Aminomethylpropano.

Conforme aux normes EN1500, EN 12791 et EN14476* (*Norovirus et Antirovirus).