

Togu Dynair Senso XL, coussin assise/équilibre rond - 36 cm - bleu

Art: 575010 | Marque: TOGU

gymna

66,01 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Cette gamme de coussins d'exercices et d'assise gonflables présente diverses applications.

- Tout d'abord comme coussin d'assise sur une chaise ou dans la voiture, pour rendre la position assise dynamique et ergonomique.
- Les coussins activent les muscles du dos et stimulent une position droite, ce qui peut alléger les problèmes de dos.
- Une assise active renforce le haut du dos, la ceinture abdominale, le bas du dos, etc.
- Une deuxième application est l'entraînement proprioceptif. Tant en position assise (par ex. après une blessure à la cheville), en position debout ou lors d'un appui sur les mains et les genoux.

Diamètre ca. 36 cm, charge maximale ca. 200 kg. Disponible en 3 couleurs (bleu - rouge - noir)

