

Blackroll Bottes de Compression Récupération - batterie de réserve

gymna

Art: 577076 | Marque: **BLACKROLL**

49,79 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

La **BLACKROLL batterie de réserve** est une batterie de haute qualité et de haute performance conçue spécifiquement pour être utilisée avec les Compression Boots de BLACKROLL. Avec cette batterie de remplacement, vous pouvez vous assurer que vos bottes de compression sont toujours prêtes à l'emploi.

Spécifications

- Batterie lithium-ion de 1 000 mAh
- Connecteur de charge USB-C
- Temps de charge : environ 1,5 heure
- Autonomie : 60 minutes (à un niveau de pression moyen)