

## Qines

Art: 576900 | Marque: [QINES](#)



### Informations sur le produit

- coussin semi-circulaire à fond plat
- pour un bon positionnement de votre patient.
  - rouleau pour mettre sous le genou en position couchée.
  - rouleau pour mettre sous la cheville en position couchée.
- couleur granit
- cuir artificiel de haute qualité en PU, peut être désinfecté avec de l'alcool ou d'autres désinfectants courants.
- haute résistance aux frottements fréquents et à la sueur.
- est doté d'une fermeture éclair dissimulée, ce qui réduit au minimum le risque d'endommager la table.
- longueur 50 cm, hauteur 15 cm
- fabriqué en Belgique.