

Dax Alcogel 85% - flacon pompe - 600 ml

gymna

Art: 9056195 | Marque: [DAX](#)



Informations sur le produit

DAX ALCOGEL est un **désinfectant pour les mains** pour tuer les microorganismes pathogènes.

DAX Alcogel est **efficace contre les bactéries, les champignons et de nombreux virus**, tels que le virus de la grippe, le VIH, les norovirus et les coronavirus.

HYGIENE

- Une bonne hygiène et **l'utilisation systématique de désinfectants pour les mains** sont très importantes pour prévenir la propagation des infections, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur des soins de santé.

SPÉCIFICATIONS

- **semi-gel.**
- 85 vol% d'éthanol dénaturé.
- glycérine comme agent hydratant.
- testé cliniquement pour le travail de soins quotidiens.
- fonctionne rapidement et **ne colle pas après évaporation.**

PROCÉDER COMME SUIV

1. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon lorsqu'elles sont visiblement sales.
2. Appliquez un minimum de 3 ml de DAX Alcogel sur les mains sèches et propres.
3. Frottez vos mains à fond pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'elles soient sèches, n'oubliez pas votre pouce

CONSERVATION

- conserver à température ambiante dans le récipient d'origine hermétiquement fermé.
- durée de conservation dans l'emballage non ouvert et ouvert : voir le cachet de la date sur la bouteille.

ENVIRONNEMENT

- tous les emballages sont recyclables et ne libèrent aucune substance nocive lorsqu'ils sont brûlés.
- matériau d'emballage Polyéthylène haute densité (PEHD).