

Poignée TX pour Winback

Art: 580550 | Marque: WINBACK

gymna

712,69 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le Tecar X ou TX est une poignée intelligente qui s'adapte à toute la gamme des électrodes Winback de nouvelle génération.

Le TX reconnaît les différents types d'électrodes et de programmes et s'y adapte automatiquement. Associé à la technologie Dynamic Power-In, le TX délivre toujours la bonne puissance en fonction de l'impédance du patient et de la taille des électrodes.