

Descosept Spezial spray - désinfectant tables / surfaces médicales - 1 l

gymna

Art: 9102666 | Marque: [DESCOSEPT](#)



Informations sur le produit

Descosept Spezial Spray est un **désinfectant rapide sans alcool prêt à l'emploi** pour les surfaces médicales dans les zones à proximité de votre patient. Egalement pour les équipements médicaux non invasifs.

- CONVIENT POUR DESINFECTER LES COUSSINS DE TOUTES LES TABLES GYMNA ET LES TABLES D'EXAMEN BARHTELS.
- Aussi pour le châssis en métal de ces tables, les claviers, les terminaux de paiement, les clinches, verre acrylique...
- Efficacité totale et rapide **SPÉCIFICATIONS**
 - Pour la désinfection d'appareils et dispositifs médicaux (non invasifs) et de surfaces médicales.
 - **Spectre d'activité virucide limité et INactivant de manière fiable les virus corona/SARS-CoV-2.**
 - Idéal pour une désinfection de routine en toute sécurité - ne contient pas d'alcool, ni aldéhydes, phénols ou parfum.
 - Très bonne compatibilité des matériaux, **particulièrement adaptée aux surfaces sensibles à l'alcool.**
 - Utilisation : vaporiser sur la surface, frotter avec un tissu* en microfibres et laisser sécher.
 - 100 g de liquide contient 0.5 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride, 0.25 g didecyldimethylammonium chloride.
 - Flacon avec vaporisateur - 1000 ml.

Pour un usage professionnel uniquement.