

Thera-Band flexbar - léger - jaune

gymna

Art: 576470 | Marque: [THERA-BAND](#)



Informations sur le produit

Les Flexbars de Thera-Band® sont des outils idéal pour la revalidation du membre supérieur. Ces barres flexibles existent en différentes couleurs et peuvent être utilisées dans le renforcement des mains, des poignets, des bras et des épaules, mais aussi pour le travail postural. Les mouvements possibles sont plier, essorer et secouer. Chaque barre à 30 cm de longueur et selon la couleur un diamètre et une résistance différente. La résistance est exprimée en kg et c'est la force nécessaire pour plier la barre en forme de U.

Spécifications

La résistance est exprimée en kg et correspond à la force nécessaire pour plier la barre en forme de U:

- Jaune : 2,5 kg - léger
- Rouge : 4,5 kg - moyenne
- Vert : 7 kg - forte
- Bleu : 11 kg - très fort

Diamètre : augmente avec la résistance

Longueur : 30 cm

Contient du latex de caoutchouc naturel