

# Dauerbinde K Bande élastique - 6 cm x 7 m

**gymna**

Art: 9249260 | Marque: LOHMANN & RAUSCHER



## Informations sur le produit

Grâce à sa composition unique - 58% de coton, 24% de polyamide, 8% d'élasthanne et 10% de viscosité, ce bandage permet une compression variable et une énorme extensibilité (jusqu'à 170%). La Dauerbinde K peut servir également parfaitement comme bandage de soutien et de réduction de pression pour les ligaments et les articulations. Ces bandages à longue extensibilité ont une pression de repos élevée et n'ont donc pas besoin d'être retirés lorsque le patient se repose ou dort. Grâce à leur simplicité d'utilisation, même les personnes peu expérimentées peuvent les appliquer facilement. En raison de la douceur de leurs tissus, les bandages s'adaptent bien au corps. Ce pansement est lavable et facile à nettoyer. **APPLICATIONS**

- Pour la thérapie de compression (lymphologie et phlébologie)
- Pour le soutien et le soulagement du système musculaire
- Protection des membres
- La prévention des ecchymoses

### AVANTAGES

- Facile à appliquer - même pour ceux qui ont peu d'expérience
- Un tissu doux qui s'adapte facilement au corps
- Puissance de traction élevée
- Très doux, souple, bonne déformation
- Jusqu'à 170 % d'extensibilité

### PROPRIÉTÉS

- Haute pression au repos, basse pression de travail
- La structure des est tissus structurée
- Couleur crème
- Doux pour la peau
- Tissu respirant