

# Desmotec D.Full incl. D.soft basic

**gymna**

Art: 578016 | Marque: [DESMOTEC](#)



## Informations sur le produit

Le **Desmotec D.Full** est un appareil d'entraînement **iso-inertiel** - pour des exercices en chaîne fermée - qui utilise la **technologie du volant d'inertie avec des disques de poids**.

### ENTRAÎNEMENT ISO-INERTIEL

L'entraînement iso-inertiel, ou entraînement par volant d'inertie, fonctionne par l'accélération et la décélération d'un volant d'inertie monté sur un axe. L'inertie de la roue d'inertie maximise l'entraînement dans les phases concentriques et **excentriques**. Ainsi, une **surcharge excentrique** peut être créée de manière simple et sûre. Cette surcharge est pratiquement impossible à obtenir avec l'entraînement traditionnel de la force.

### MULTIFONCTIONNEL

Les appareils Desmotec sont multifonctionnels:

- entraînement fonctionnel (de force) efficace.
- exercices pour tout le corps
- rééducation des patients, y compris des enfants et des personnes âgées (prévention des chutes)
- prévention des blessures
- élévation des performances (sportives) à un niveau supérieur
- retour d'information en temps réel et suivi des résultats grâce à l'application et au logiciel d'entraînement D.soft

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU D.FULL

- possibilité de s'entraîner dynamiquement et isométriquement
- équipé de deux plateformes de force permettant de visualiser en temps réel le support sur le côté gauche et le côté droit.
- affichage de la force et de la puissance pendant la phase concentrique et excentrique: permet un ajustement immédiat pendant l'exercice

- livré en standard avec une tablette et une licence D.soft basic de 5 ans
- résistance facilement réglable via les disques différentes (standard)
- accessoires standard inclus:
  - 1 x harnais intégral - taille M
  - 1 x harnais lombaire
  - 1 x barre biceps
  - 1 x bouton 'quick release'
  - 1 x support d'accessoires standard
  - set de disques d'inertie: 1 x small, 1 x medium, 2 x large, 1 x pro
  - 2 x load cell (plateforme de force)
  - 1 x tablette 10" avec licence D.soft basic - support de tablette sur statif.

**Conforme à la directive médicale européenne 2017/745, classe 1a.**

*Egalement disponible : Desmotec V.Full (art. 578.052). [Cliquer ici pour un contact avec votre spécialiste Desmotec.](#)*

- + D.Load plateformes de force pour montrer l'appui gauche/droit.
- + Feedback et évaluation en temps réel avec le logiciel D-soft.
- + Harnais et ceintures confortables.
  
- Pas de support pour les mains ni siège.

## Spécifications

- dimensions (L x l x H): 95 x 70 x 30 cm
- poids: 55 kg