

CureTape Cutter - découpeur kinésiotape

gymna

Art: 575988 | Marque: CURETAPE



Informations sur le produit

Le **CureTape Cutter** est un appareil pratique qui permet de couper très rapidement des bandes droites et étroites à partir d'un rouleau de kinésiotape de 5 cm de large. Vous pouvez choisir de couper 2, 3, 4 ou 5 bandes ou des combinaisons.

Idéal pour les thérapeutes qui travaillent beaucoup avec des bandes étroites : il **permet de gagner un temps précieux** et d'obtenir un résultat très serré après la coupe. En bref, un outil indispensable pour tous les thérapeutes !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Coupez la longueur de bande souhaitée et insérez le tape dans l'appareil. Appuyez sur le bouton correspondant à la bande souhaitée et tirez la bande à travers l'appareil. Vous pouvez choisir de couper 2, 3, 4 ou 5 bandes. Des combinaisons sont également possibles, le ruban en X et la forme de calamar. Regardez la vidéo et découvrez les possibilités de ce dispositif de coupe pratique pour les tapes élastiques.

Les bandes étroites sont souvent utilisées pour les applications lymphatiques, les gonflements et le traitement des cicatrices. Cela permet d'économiser beaucoup de temps de coupe, les bandes de ruban sont toujours de la même largeur et il y a **moins de perte de tape**.