

Coussin cale d'appui désinfectable - petit - Qines

gymna

Art: 576920 | Marque: **QINES**

58,33 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

- coussin de soutien cunéiforme pour le positionnement des patients en position couchée.
- cuir artificiel de haute qualité en PU, peut être désinfecté avec de l'alcool ou d'autres désinfectants courants.
- extrêmement résistant aux frottements fréquents et à la transpiration.
- la fermeture éclair est dissimulée, ce qui réduit au minimum le risque d'endommager la table.
- dimensions : 29 x 26 cm, épaisseur max. 10 cm
- couleur granit.
- fabriqué en Belgique