

# Pièces détachées Littmann Classic III / Cardiology IV **gymna**

- noir

Art: S9079188 | Marque: [LITTMANN](#)



## Informations sur le produit

Kit de pièces détachées pour stéthoscope 3M™ Littmann Classic III Cardiology IV™. Chaque article est soigneusement fabriqué pour s'adapter parfaitement à ton stéthoscope Littmann.

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Modèle Classic III ou Cardiology IV
- Diaphragme réglable pour chaque côté de la pièce thoracique ( grand et petit )

## CONTENU

Le kit de pièces détachées du stéthoscope contient :

- Anneau noir
- Diaphragme réglable
- Bouchons d'oreille noirs et souples