

Trousse de soin Elite Streets

gymna

Art: 511375 | Marque: ELITE BAGS



Informations sur le produit

Le **sac de soins ELLITE STREETS** est un sac polyvalent au design contemporain. Grâce à son poids ultra-léger et à sa finition de haute qualité, ce sac est **idéal pour un usage quotidien**. Utile pour le médecin généraliste ou l'infirmière indépendante en tant que sac de soins urgents pour les médicaments et le matériel de soin des plaies.

DISPOSITION PRATIQUE

- grande poche frontale pour les objets personnels tels qu'un ordinateur portable, une tablette, des documents et des ustensiles d'écriture,
- poche frontale supplémentaire avec accès rapide.
- compartiment principal spacieux avec trois pochettes transparentes amovibles pour les instruments et le matériel.
- poche isotherme pouvant contenir 38 ampoules.
- panneau avec sangles élastiques pour maintenir le matériel en place.
- poche intérieure plate pour documents.
- sangle de fixation pour [trolley](#) et compartiment à cartes au dos.
- bretelles dissimulées dans le dos pour un confort de portage ergonomique.

DONNÉES TECHNIQUES

- matière déperlante de haute qualité et lavable, nylon polyamide résistant.
- dimensions : 40 cm (L) x 16 cm (l) x 30 cm (H).
- poids : 2,10 kg.
- capacité : 19,2 l.

- poids maximum recommandé : 5 kg.
- couleur : gris.
- facilement lavable à l'eau et au savon.
- en cas de décontamination (taches de sang,...) : appliquer du peroxyde d'hydrogène sur les taches, nettoyer avec une serviette en papier, puis appliquer de l'éthanol à 70 %.