

# Thermomètre Thermoval flex

**gymna**

Art: 9136120 | Marque: [HARTMANN](#)



## Informations sur le produit

Thermomètre médical électronique avec un temps de mesure très court et un embout flexible.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Avec écran LCD extra-large
- Bouton marche/arrêt
- Affiche la température mesurée en °C
- Affiche l'état des piles
- Bip à la fin de la mesure
- Fonction marche/arrêt automatique
- Fonction mémoire avec la dernière valeur mesurée
- Mesure plus rapide que les thermomètres électroniques numériques standard existants :
  - mesure rectale : 10 à 15 sec
  - mesure buccale : 10 à 30 sec
  - mesure axillaire : 10 à 40 sec

### CONTENU

- Thermomètre flexible Thermoval® kids
- Étui de protection transparent
- Mode d'emploi