


Logiturn - jeu d'association

gymna

Art: 574008 | Marque: BELEDUC



Informations sur le produit

LogiTurn est un jeu de correspondance éducatif qui entraîne des tâches de différents sujets de manière ludique. Il existe différentes cartes de tâches dans les domaines des mathématiques, de l'art et des sciences. Le plateau de jeu en bois est comme une "tablette analogique" qui permet aux enfants de résoudre les tâches sur un "écran". Il ne fonctionne pas de manière numérique, mais il est tout de même attractif et possède un caractère très stimulant.

Le but du jeu est de résoudre les liens proposés en reliant différents éléments. Les cartes de mission sont faciles à échanger et vous pouvez choisir entre deux niveaux de difficulté. Les réponses peuvent être vérifiées indépendamment.

Le jeu stimule:

- le développement cognitif et la concentration
- compétences linguistiques et communicationnelles
- les capacités de raisonnement visuel et logique en tournant de petits boutons
- la motricité fine et la coordination main-œil