

# Leukotape K - tape kinésiologique - 7,5 cm x 5 m - **gymna**

## beige

Art: 505610 | Marque: [BSN](#)



## Informations sur le produit

Bande élastique, kinésiologique, avec un **étirement de 130-140%** correspondant à l'élasticité naturelle de la peau humaine.

### **! Convient parfaitement au taping lymphatique !**

- Très convivial pour le patient : sans latex et ventilé=optimal et **optimal et durable**.
- Excellente force d'adhérence de l'acrylique ondulé qui le distingue des autres rubans similaires.
- Force de rétention persistante essentielle à la performance du ruban.
- Applications possibles : réduction de la douleur, soutien au drainage lymphatique, amélioration de l'amplitude active des mouvements, soutien fonctionnel pour les blessures musculaires, amélioration de la proprioception, ....
- Fabriqué en 100% coton.
- Facile à enlever sans laisser de résidus de colle.
- Résistant à l'eau.
- Longueur : 5 m.
- 4 couleurs.
- La couleur beige est disponible en 2 largeurs : 5 cm et 7,5 cm.
- Emballé individuellement.