

Opsite post-op - 10 x 12 cm (10 pcs)

gymna

Art: 9299249 | Marque: SMITH&NEPHEW



Informations sur le produit

Pansement postopératoire qui combine les avantages d'un film hautement perméable à l'humidité, d'une compresse protectrice et absorbante non adhérente et d'un système d'application facile.

La plaie et la peau environnante peuvent respirer, ce qui minimise le risque de macération et permet au pansement de rester en place pendant plusieurs jours (deux fois plus longtemps qu'un pansement non tissé).

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- barrière bactérienne.
- couche adhésive hypoallergénique.
- tampon de plaie hautement absorbant et non adhérent.
- flexible.
- coins arrondis / film fin.
- le patient peut se doucher avec le pansement.