

# Blackroll Super boucle textile - 104 cm - medium - **gymna**

**vert**

Art: 577157 | Marque: [BLACKROLL](#)



## Informations sur le produit

Sécurité, hygiène, confort et polyvalence caractérisent la boucle textile 'SUPER' de BLACKROLL.  
SANS DANGER

- matériau robuste, ne peut pas se rompre.
- sans latex, convient aux personnes allergiques.

### HYGIÉNIQUE

- lavable à 60°.

### CONFORTABLE

- ne s'enroule pas et ne coupe donc pas la peau.
- agréable en présence de pilosité.
- matériau doux.

### POLYVALENT

- pour le renforcement de divers groupes musculaires.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- disponible en trois résistances.
  - orange/léger.
  - vert/medium.
  - bleu/fort.
- dimensions : 104 x 3 cm. ENTRETIEN
  - lavable (en machine) à 60° - séchage à basse température - ne pas utiliser d'adoucissant ou de chlore – pas de nettoyage à sec

- éviter une exposition prolongée aux rayons du soleil.

#### QUALITÉ

- 100 % fabriqué en Allemagne.