

# Desmotec V.Full incl. D.soft basic

**gymna**

Art: 578052 | Marque: DESMOTEC



## Informations sur le produit

Le **Desmotec V.Full** est un appareil d'entraînement / de pouliothérapie **iso-inertiel** - pour des exercices en chaîne fermée et ouverte - qui utilise la **technologie du volant d'inertie avec des disques de poids**.

### ENTRAÎNEMENT ISO-INERTIEL

L'entraînement iso-inertiel, ou entraînement par volant d'inertie, fonctionne par l'accélération et la décélération d'un volant d'inertie monté sur un axe. L'inertie de la roue d'inertie maximise l'entraînement dans les phases concentriques et **excentriques**. Ainsi, une **surcharge excentrique** peut être créée de manière simple et sûre. Cette surcharge est pratiquement impossible à obtenir avec l'entraînement traditionnel de la force.

### MULTIFONCTIONNEL

Les appareils Desmotec sont multifonctionnels:

- entraînement fonctionnel (de force) efficace.
- exercices pour tout le corps
- rééducation des patients, y compris des enfants et des personnes âgées (prévention des chutes)
- prévention des blessures
- élévation des performances (sportives) à un niveau supérieur
- retour d'information en temps réel et suivi des résultats grâce à l'application et au logiciel d'entraînement D.soft

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU V.FULL

- le V.full est équipé d'un capteur de force intégré
- possibilité de s'entraîner dynamiquement et isométriquement
- affichage de la force et de la puissance pendant la phases concentrique et excentrique: permet un ajustement immédiat pendant l'exercice

- livré en standard avec une tablette et une licence D.soft basic de 5 ans
- résistance facilement réglable via les disques différentes (standard)
- à fixer contre un mur solide - option: trépied à fixer au sol (réf.578.060)
- accessoires standard inclus :
  - 1 x poignée courte
  - 1 x ceinture
  - 1 x bande isométrique
  - 1 x bracelet de cheville
  - 1 x support d'accessoires standard
  - 1 x support disques rond
  - set de disques d'inertie: 1 x small, 1 x medium, 2 x large, 1 x pro
  - 1 x kit de maintenance (corde supplémentaire, entretoise, jeu de clés Allen, jeu de vis et chevilles pour fixation murale)
  - 1 x tablette 10" avec licence D.soft basic - support de tablette intégré.

Conforme à la directive médicale européenne 2017/745, classe 1a.

*Egalement disponible : Desmotec D.Full Squat (art. 578.022). [Cliquer ici pour un contact avec votre spécialiste Desmotec.](#)*

- + Système de réglage en hauteur facile.
- + Feedback et évaluation en temps réel avec le logiciel D-Soft.
- Hauteur limitée à 2 m.
- Pas de possibilité de mettre un volant variométrique.

## Spécifications

- Dimensions : 35 x 35 x 200 cm
- Poids : 25 kg