

Coudière Push med EPI

gymna

Art: 227100 | Marque: PUSH



Informations sur le produit

La Coudière Push med Epi soulage la douleur consécutive à la pratique du tennis ou du golf. La pelote garantit une pression précise sur les extenseurs (tennis elbow) ou les fléchisseurs (bras du golfeur) du poignet. Cela soulage l'insertion du tendon sur ces muscles au niveau du coude. La pelote est constituée d'un polymère élastique doux pour la peau. Une coque en forme de c garantit une répartition égale de la pression autour du bras et évite une diminution du flux sanguin. Le bon ajustement anatomique, associé à la matière de la pelote, permet à la coudière de rester en place lorsque vous êtes en mouvement. La coudière peut facilement s'ajuster d'une seule main autour de l'avant-bras. **Technologie Sympress™** Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Coudière Push med Epi est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière. **Indications**

- Coude du tennisman (épicondylite latérale)
 - Coude du golfeur (épicondylite médiale ou épithrochléite)
-
- + Peut être porté à gauche ou à droite.
 - + Convient pour le tennis elbow (latéral) et le coude du golfeur (médial).
 - + Polymère résistant et respectueux de la peau.
 - + L'élément de renfort assure une répartition égale de la pression autour du bras.
 - + Bandage fin qui n'entrave pas la flexion du coude