

# ARTZT Vintage Series - corde à sauter

**gymna**

Art: 577197 | Marque: [ARTZT VITALITY](#)



## Informations sur le produit

Exercez votre endurance avec cette corde à sauter à l'ancienne de la série Vintage d'ARTZT en matériau de grande qualité.

- robuste.
- réglable en longueur entre 100 et 300 cm. Pour ce faire, desserrez la pièce intermédiaire métallique à l'aide de la clé fournie. Vous pouvez couper le morceau de corde restant ou le fixer via la boucle de cuir prévue.
- matériau : corde en cuir bovin avec poignées en bois massif.
- diamètre : 0,8 cm.
- dimensions poignée : 16,5 x 3 cm.