

# Digi-Extend - 1 unit + 4 résistances

**gymna**

Art: 530090 | Marque: MOVES



## Informations sur le produit

Digi-Extend® est un instrument de thérapie le plus professionnel et unique pour le renforcement du muscle.

Peut isoler l'étirement de tous les doigts et leurs articulations.

Renforce les groupes de muscles intrinsèques et extrinsèques pour maximaliser le mouvement complet, la coordination et la fonction de muscle de la main & de l'avant-bras.

Digi-Extend® se concentre sur le muscle étiré de un ou de tous les doigts et s'adresse aux parties de la main ayant besoin d'une réadaptation.

L'utilisateur peut modifier facilement le niveau de résistance et leurs positions de main pour adapter les buts spécifiques afin de maximaliser leurs objectifs d'exercices et ainsi empêcher les blessures.

Digi-Extend® peut également être utilisé pour les exercices d'étirement et de flexion des doigts.

Les 4 résistances (inclus) permettent à chaque muscle/articulation d'intensifier leur force de manière confortable. Compact, high-tech et d'utilisation facile et confortable.