

BH Movemia Multi-crossover Pulley

gymna

Art: 564277 | Marque: BH



Informations sur le produit

La poulie BH Movermia multi-crossover est un appareil de traction multifonctionnel d'aspect moderne, adapté à un usage intensif et professionnel. Avec deux piles de poids séparées de 91 kg et la possibilité de régler la hauteur de travail sur 30 positions différentes des deux côtés, elle offre une solution tout-en-un pour toute salle d'exercice où l'espace est précieux.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- barre de pull-up en haut
- double dispositif de traction avec poulies rotatives à 180° - permet un entraînement unilatéral, bilatéral ou pour deux personnes en même temps
- piles de poids par 5 kg
- goupille magnétique pour la sélection des poids - pour un travail encore plus sûr
- la transmission des poids se fait par des câbles en acier tressé de 5 mm d'épaisseur enveloppés de nylon pour un fonctionnement souple et silencieux
- panneau graphique avec les exercices dans une position très visible
- des éléments jaunes contrastants indiquent ce qui est réglable
- équipé de points de suspension pour tous les accessoires

ACCESSOIRES STANDARD

- 2 poignées courtes
- 2 poignées longues
- 1 sangle réglable pour les chevilles et les poignets
- 1 corde à triceps
- 1 barre de latissimus

Montage : niveau 3

Spécifications

- dimensions (L x l x H): 122 x 192 x 230 cm
- poids: 385 kg
- charge: 2 x 91 kg