

# Squegg - entraîneur de main digital

**gymna**

Art: 579700



## Informations sur le produit

Squegg est **un entraîneur de main / dynamomètre interactif** idéal pour **vos patients**. C'est un outil de rééducation qui les aide à évaluer, suivre et **améliorer leur force de préhension**.

### Amusant et pour tout le monde

- l'entraîneur de main est un ustensile de réadaptation parfait et amusant pour **un large groupe cible** : des patients **dont les mains sont faibles** en raison d'un **déconditionnement général**, ou en cas **de blessures à la main** telles que fractures, tendinites, canal carpien, arthrite, ...
- **enfants, adultes, personnes âgées**, chacun est stimulé à son niveau pour améliorer sa force de préhension, tout en recevant des stimuli cognitifs et de coordination.

### Intelligent, léger et ergonomique

- cet entraîneur de la main est **plus intelligent** que les dynamomètres analogiques et **beaucoup plus léger** que les appareils mécaniques.
- Le Squegg est livré avec **une application amusante et motivante** qui permet l'utilisateur de tester et de cibler des exercices et de 'jouer' à **des jeux stimulants**.
- la balle Squegg en silicone souple a la forme d'un œuf et **tient parfaitement dans la main**.
- compact et léger : mesurant env. 7 cm et ne pesant que 66 g, le Squegg est **facile à emporter** n'importe quand, n'importe où.
- en silicone de la meilleure qualité, facile à nettoyer et à désinfecter - **résistant à la transpiration**.

### L'application Squegg incluse

- évaluation et entraînement de la force de préhension.
- exercices isométriques.
- **4 jeux interactifs** et motivants.
- amélioration des capacités motrices.
- affichage des activités par jour, semaine, mois.

Contenu de l'emballage : 1 x entraîneur Squegg + 1 x support de téléphone + 1 x câble de charge USB + 1 x mode d'emploi.

