

# Ergofit Cycle 4000 MED - anthracite

**gymna**

Art: 580111 | Marque: [ERGOFIT](#)



## Informations sur le produit

VELO-ERGOMETRE de qualité supérieure doté d'une technique et d'une technologie exceptionnelles et fiables pour la rééducation, l'entraînement (sportif) et le test cardiovasculaires. Vélo très solide et stable pour un usage professionnel.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- enjambée très large et basse.
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie).
- commande simple à l'aide de 4 touches.
- guidon réglable.
- frein électromagnétique.
- portée : charge de départ faible : 15 - 600 W par incrément de 5 W.
- régime : 20 - 120 tr/min.
- poids utilisateur max. : 180 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.
- langue à sélectionner sur l'écran.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- programme de test : PWC (Physical Work Capacity).
- possibilités d'entraînement : manuel, manuel countdown, cardio, profils ou vitesses.
- selle réglable verticalement en continu par ressort pneumatique (le réglage horizontal de la selle est possible mais doit être précisé au moment de la commande du vélo).
- paramètres affichés sur l'écran : WATT, PULSE, TIME, DIST., T/MIN, KCAL.
- optionnel: bras de levier réglables.
- précision : 10% (version MED 5% jusqu'à 400 W, 10% à partir de 400 W).
- dimensions (LxlxH): 118x54x145 cm.
- poids: +/- 64 kg.

### OPTIONS DE SÉLECTION

- cadre : blanc ou anthracite.
- écran : écran graphique LED avec boutons poussoirs ou écran tactile couleur.
- exécution : standard ou MED (examen médical selon MDR).
- chip : équipée d'un lecteur RFID (compatible avec le logiciel Vitality care).