

# Tristel Duo linguettes sèches - non absorbantes, non pelucheuses, non tissées (200 pcs)

**gymna**

Art: 500907 | Marque: [TRISTEL](#)



## Informations sur le produit

Les LINGETTES TRISTEL DUO sont spécialement conçues pour appliquer le **désinfectant Tristel Duo ULT** sur des sondes pelviennes et échographiques.

- lingettes sèches 100 % polypropylène.
- non absorbantes.
- 100 % non pelucheuses.

Emballage : boîte de 200 lingettes. Dispositif médical de classe IIb (marquage CE).