

# LMX Aqua bag - Small - max 23 kg - blanc

**gymna**

Art: 562710



## Informations sur le produit

- Quatre poignées avec des coutures solides pour des exercices variés.
- Facile à remplir et à vider grâce au bouchon de fermeture avec cordon de sécurité.
- Pour optimiser la durée de vie de la AQUA BAG, nous recommandons de ne pas l'utiliser comme coussin d'impact ou pour la jeter/frapper au sol.
  - le revêtement convient à une surface douce (intérieure), mais une utilisation sur des pavés par exemple pourrait accélérer l'usure de la housse.

## Spécifications

- Dimensions et poids maximum de remplissage :
  - Taille S - 75 x 20 cm - max. 23 kg - blanc
  - Taille M - 75 x 22 cm - max. 28 kg - gris
  - Taille L - 75 x 25 cm - max. 36 kg - noir
- Dimensions des poignées : 20 x 5,5 cm - 27 x 5,5 cm.
- Matériau : housse en PVC durable et robuste avec poignées en néoprène.