

# Hydrocollator M-2 incl. 12 compresses standard

**gymna**

Art: 560236



## Informations sur le produit

Chauffe-compresse en acier inoxydable, grand modèle mobile sur roulettes.

- Pour usage continu.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- équipé d'une grille amovible - pour ranger les compresses debout - et d'une conduite d'évacuation avec robinet.
- température 70 ° (+/- 10 %).
- protection contre la surchauffe.
- puissance 1 000 W.
- isolation intégrale en fibre de verre pour éviter les pertes de chaleur
- équipé de roulettes en caoutchouc de 8 cm pour un transport sans facile.
- fourni avec les Hotpacs suivants :
  - 12 x standard (d'autres tailles de pacs peuvent être chauffées).