

Blackroll Micro foam roller - pocket size - noir

gymna

Art: 577118



Informations sur le produit

Petit, mais grand pour le visage et les mains.

Le **foam roller BLACKROLL** existe aussi en **format micro**. Vous avez toujours à portée de main le plus petit outil de régénération, qui se glisse dans n'importe quelle poche. Le foam roller MICRO est idéal pour dérouler les paumes, les poignets, le dos des mains et les doigts sur une surface dure, comme la table de traitement, le bureau ou la table de cuisine. Lorsqu'il est placé sur la paume de votre main, vous pouvez également utiliser le foam roller MICRO pour masser sélectivement la tension de votre mâchoire et de votre front. Pour ce faire, faites rouler le foam roller MICRO en exerçant une légère pression sur les surfaces tendues. Petit et pratique. Se glisse dans n'importe quel sac ! Soulage les tensions dans les mains et le visage. Convient pour les petites pauses relaxantes.

Spécifications

QUALITÉ

- Production respectueuse de l'environnement et économe en énergie
- Matériau 100 % recyclable
- Ne contient pas de gaz propulseur ni d'autres produits chimiques?
- Fabriqué en Allemagne

HYGIÈNE

- Inodore
- Insoluble dans l'eau
- Facile à nettoyer

- Facile à stériliser

DIMENSION

- 6 x 3 cm