

# Electrode multipolaire pour Winback - S (MIX Face) **gymna**

- 1P

Art: 580582 | Marque: WINBACK



## Informations sur le produit

Le MIX est une électrode multipolaire composée de 2 pôles positifs et d'un pôle négatif :

- pas de plaque de retour neutre nécessaire, ce qui simplifie l'installation
- fonctionne de manière très superficielle - jusqu'à 1 cm de profondeur
- pour les tissus cutanés et sous-cutanés :
  - peau
  - tissu cicatriciel
  - fascia
  - ligaments et tendons superficiels
- compatible uniquement avec le Back 3<sup>TX</sup> et le Back 4