

# Leukoplast elastic bout du doigt - 44 x 50 mm (50 pcs)

***gymna***

Art: 9367101 | Marque: BSN



## Informations sur le produit

Leukoplast elastic doigt / bout du doigt sont des pansements flexibles spécialement conçus pour le traitement des petites coupures, lacérations et abrasions sur les doigts ou les bouts des doigts.

- **doigt** : sparadrap extra long pour une fixation optimale.
- **bout du doigt** : en forme de papillon, convient aussi pour des orteils.
- très élastique et très adhésif, **reste bien en place**.
- tampon doux non tissé, **qui ne colle pas à la plaie**.

Pansements prédécoupés, emballés individuellement, par 50 (bout du doigt) ou par 100 (doigt) pièces.