

Nohrd Bike V.2 - chêne

gymna

Art: 566882 | Marque: [NOHRD](#)



Informations sur le produit

Ce vélo d'intérieur caractérisé par une élégance minimaliste convient à tout usage et tout intérieur !

Ergonomique:

- Position assise idéale : réglage de la selle en hauteur et en profondeur
- Guidon multifonctionnel :
 - Réglable en hauteur
 - Multiprises, peu importe la position
- Commandes de résistance facilement accessibles (magnétiques)
- Pédales à déclic, selle confortable, dossier ou support d'ordinateur en option
- Pourvu de 2 roues de transport en caoutchouc

Compact :

- Dimensions au sol : 80 x 60 cm
- N'occupe que 0,44 m²

Ecran LED :

- Fonctionne sur secteur.
- Affiche les performances (vitesse, distance, temps, calories, wattage).
- Connexion à l'appli Nohrd possible (tablette non inclus).
- Mesure cardiaque via ANT+ ou bluetooth.

Caractéristiques techniques :

- Transmission : ratio de 1:8
- Résistance : magnétique
- Variation du réglage de la hauteur de la selle : 17,5 cm
- Adapté aux personnes mesurant entre 1,60 m et 2 m
- Pédales hybrides : pédales à déclic d'un côté et simple pédale avec attache velcro de l'autre

- Poids : environ 60 kg
- Poids maximal utilisateur : 200 kg
- Inertie : 5,5 kg
- Cardiofréquencemètre Bluetooth non inclus.