

Chevillère 8 Push Sports S Gauche

gymna

Art: 242211 | Marque: [PUSH SPORTS](#)



Informations sur le produit

La Chevillère Push Sports 8 offre un excellent soutien en cas de légère luxation de la cheville ou lorsque celle-ci est (presque) rétablie. La bande élastique, qui enveloppe la cheville en formant un 8, stabilise la cheville et apporte une compression ferme et confortable, donnant à l'utilisateur une sensation de sécurité pendant la pratique du sport. Des bandes antidérapantes spéciales en TPU sont disposées en oblique sur l'avant du pied et autour du talon, augmentant la force élastique du bandage à ces endroits-là. Les bandes en TPU qui se trouvent des deux côtés de la cheville (étrier) assurent une sensation proprioceptive. La chevillère est faite d'un matériau très fin, qui absorbe l'humidité et sèche rapidement. La Chevillère Push Sports 8 peut aussi être portée sans chaussures. **INDICATIONS**

- Pour prévenir les blessures récurrentes à la cheville
 - En cas de légère luxation ou d'entorse de la cheville
 - En cas d'irritation de la capsule de l'articulation
 - En cas de légère instabilité de la cheville
-
- + Apporte un soutien après une entorse ou en cas d'instabilité de la cheville
 - + Offre la possibilité de régler la pression de manière individuelle
 - + Est très fine & légère, ne prend presque pas de place dans la chaussure
 - + Offre un excellent maintien en place grâce à l'utilisation de bandes antidérapantes spéciales
 - + Convient également pour les sports qui se pratiquent sans chaussures
-
- Pas de soutien mécanique