

Digiflexion système d'entraînement pour doigts -

gymna

set de 6 résistances + présentoir

Art: 514827 | Marque: MOVES



Informations sur le produit

Système d'exercices pour les doigts avec **6 niveaux de résistance**. Digiflexion comprend des **ressorts individuels pour chaque doigt**. Ainsi, les doigts plus forts ne peuvent pas compenser les doigts plus faibles. Ceci permet une **meilleure rééducation** de la main, axée sur la mobilité, la coordination et la force. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :**

- 6 niveaux :
 - beige : très léger
 - jaune : léger
 - rouge : moyen
 - vert : fort
 - bleu : très fort
 - noir : super fort.

CONTENU : Le set comprend un présentoir et 6 Digiflexion de différents niveaux.