

Pure 2 Improve Chin-up bar

gymna

Art: 575285 | Marque: [PURE2IMPROVE](#)



Informations sur le produit

La barre CHIN-UP ou BARRE DE GYMNASTIQUE de Pure2Improve convient aux utilisateurs de différentes longueurs et de différents niveaux.

- il s'agit d'une **barre horizontale** munie d'une poignée dépassant de chaque côté et des **barres parallèles** dirigées vers l'avant.
- les poignées en mousse souple sont **confortables pour les mains**.
- la barre Chin-Up est un appareil d'entraînement fiable pour **entraîner les muscles des mains, des bras et du dos** et constitue également un outil idéal pour **attacher des bandes d'exercice et de résistance**.

Spécifications

- Couleur : noir
- Matériau : acier
- Dimensions : 93 x 50,9 x 15 cm (L x P x H)
- Capacité de charge : 120 kg
- Boulons et écrous inclus : M8x75 (2 pièces) - M6x12 (2 pièces) - M8x70 (8 pièces)