

AguPunt APS Regular aiguille dry needling - 0.25 x ***gymna***

30 mm (100 pcs)

Art: 585501



Informations sur le produit

Les **aiguilles Agupunt APS** ont été spécialement conçues et fabriquées pour **dry needling** en tenant compte des suggestions des physiothérapeutes du monde entier. Il en résulte une aiguille optimale qui atteint très bien les points gâchettes.

La combinaison **d'un acier chirurgical inoxydable de haute qualité, d'un coating à trois couches et d'une pointe effilée** garantit une pénétration optimale, ce qui est synonyme de confort pour le patient et rend le traitement moins douloureux.

En outre, ils sont dotés d'un **manche sans tête, flexible et extra-long**, ce qui permet une prise en main optimale et une insertion plus précise.

Une différence majeure entre les aiguilles de Dry Needling Agupunt et les aiguilles d'acupuncture est que la technique de dry needling est appliquée avec **des aiguilles plus rigides**, ce qui rend l'aiguille plus maniable.