

Plaque de retour adhésive pour Winback (5 pcs)

gymna

Art: 580544 | Marque: WINBACK



Informations sur le produit

Les plaques de retour autocollantes remplacent l'électrode neutre ou RET classique et offrent une liberté de mouvement maximale lors de la mobilisation et du renforcement musculaire des patients. Le patient peut désormais être traité dans d'autres positions (sur une chaise, debout), de manière dynamique (étirements, gymnastique, etc.) ou en combinant le traitement avec d'autres appareils de rééducation (machine de musculation, tapis de course, etc.).

- chaque électrode peut être utilisée de manière unique pour chaque patient
- réutilisable pour 5 à 6 traitements
- emballées par 5 pièces