

Skin On Skin Dressing kit 7,5 x 15,9 cm

gymna

Art: 100700 | Marque: SPENCO



Informations sur le produit

Pansement hydrogel doux et confortable. Les coussinets en gel sont constitués principalement d'eau. En conséquence, Skin-on-Skin donne une sensation naturelle de fraîcheur. Cette "seconde peau" est utilisée pour soigner les ampoules, les écorchures, les brûlures, les coupures et les piqûres. Skin-on-Skin aide à la cicatrisation de la plaie, diminue l'odeur de la plaie et absorbe l'humidité. Le processus de guérison reste visible et la Skin-on-Skin n'adhère pas à la plaie. **CONTENU DRESSING KIT**

- 2 pièces Skin-on-Skin gel pads 7,6 x 15,9 cm
- 2 pièces Adhesive knit 7,6 x 12,7 cm
- 5 pièces Adhesive knit 7,6 x 3,8 cm

Aussi disponible comme : Squares et Circles.