

royal

Art: 325536 | Marque: AIREX



Informations sur le produit

Airex Balance Pad SOLID : coussin d'équilibre plus ferme et plus stable que la série Balance Pad Elite CARACTÉRISTIQUES

- matériau en mousse souple rempli de millions de bulles d'air, qui eux causent un déséquilibre continu lorsque l'on se trouve sur le coussin d'équilibre.
- structure cellulaire fermée :
 - imperméable à l'eau.
 - lavable (eau savonneuse).
 - très hygiénique grâce à la surface antimicrobienne (ne devra jamais être désinfecté).
- surfaces à picots en mousse.
- surface antidérapante des 2 côtés.

APPLICATION

- idéal pour les **premiers stades** de la réadaptation et les exercices fonctionnels.
 - entraînement de la proprioception, stabilité, flexibilité, coordination et force.
 - massage et stimulation des récepteurs plantaires.

DIFFÉRENCE SOLID / ELITE La version Solid :

- possède une plus grande densité des cellules et est ainsi **plus stable et plus ferme**.
- peut être utilisé **avec des chaussures**.
- matériau extrêmement durable et robuste qui garantit **une longue durée de vie**.
- a des picots plus élevés sur les surfaces, ce qui permet **plus de stimuli sensoriels**.
- est 1 cm plus bas pour une utilisation dans **la première phase** de la revalidation.

DONNÉES TECHNIQUES

- dimensions (long x larg x h): env. 46 x 41 x 5 cm.

- poids : env. 1 kg.
- couleur : bleu royal.