

Support de poignet Push Sports Gauche

gymna

Art: 241210 | Marque: **PUSH SPORTS**



Informations sur le produit

Le Stabilisateur de Poignet Push Sports convient parfaitement en cas de léger surmenage du poignet. Le Stabilisateur de Poignet Push Sports apporte une pression et un soutien au niveau du poignet, réduisant ainsi la douleur pendant la pratique du sport. Le matériau fin et confortable rend le bandage agréable à porter. Le stabilisateur de poignet s'attache aisément et se maintient très bien en place grâce aux bandes antidérapantes en TPU, donnant à l'utilisateur une sensation de sécurité pendant la pratique du sport. **INDICATIONS**

- Pour prévenir le surmenage récurrent au niveau de l'articulation du poignet
 - En cas de léger surmenage au niveau de l'articulation du poignet
 - En cas de mobilité élevée au niveau de l'articulation du poignet
-
- + Diminue la douleur et apporte une sensation de sécurité pendant la pratique du sport
 - + Exerce une pression au niveau du poignet pour un soutien léger
 - + Le niveau de la pression est réglable de manière individuelle
 - + Maintien en place optimal à tout moment de l'utilisation
 - + S'attache aisément et rapidement avec une seule main
-
- Aucun renfort mécanique