

# Nohrd triatrainner banc d'exercices - chêne

**gymna**

Art: 566502 | Marque: NOHRD



## Informations sur le produit

Les appareils d'entraînement du concept 'Wooden fitness & therapy' trouvent leur source dans les pays scandinaves. Les matériaux naturels et durables (le bois et l'eau) donnent immédiatement une atmosphère chaleureuse à votre salle d'entraînement. Allié à un design épuré, pour un ensemble des plus séduisants. **Ces matériaux font de votre salle d'entraînement un 'endroit incontournable'**. 'Wooden fitness & therapy' propose des approches originales pour l'entraînement : **des idées innovantes qui révolutionnent l'entraînement** et la thérapie. Le NOHRD **Triatrainner** est un banc d'exercice 3-en-1 fonctionnel. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- convient pour les exercices des muscles ventraux et dorsaux, l'entraînement fonctionnel et les étirements.
- le repose-pieds peut se placer dans différentes positions pour un confort optimal.
- coussins et repose-pieds en cuir.
- design moderne et minimaliste.
- fabriqué à base de matériaux de qualité : bois et cuir.
- poids max. de l'utilisateur : 150 kg.
- livrable dans les couleurs chêne ou noyer.