

# Masque buccal chirurgical type IIR - 3 couches - élastiques oreilles (50 pcs)

**gymna**

Art: 9140516



## Informations sur le produit

Un masque chirurgical couvre le menton, le nez et la bouche. Ces masques sont du type IIR. **BUT DU MASQUE BUCCAL CHIRURGICAL**

- Le but principal est de **protéger les autres** de la propagation de l'air bactérien ou viral exhalé par le porteur.
- pour protéger le porteur contre l'inhalation de substances virales ou de bactéries nocives.
- convient pour **un usage médical et privé**.

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- masque jetable
- en polypropylène à 3 couches
- résistant aux éclaboussures et à l'humidité : (kPa  $\geq$ 16)
- EFB (BFE) minimum 98%
- boucles de fixation élastiques pour oreilles
- boîte de 50 pièces

*Type IIR : Efficacité du filtrage bactérien (%) ? 98% / Résistance à la respiration (Pa/cm<sup>2</sup>) 49,0 Pa / Résistance aux éclaboussures (kPa) ? 16,0 mm Hg. Certifié CE en tant que dispositif médical et conforme à la norme ISO 14683:2019. Ces masques buccaux ont également été testés, vérifiés et approuvés par le RNC dans le cadre de Covid-19 (avril 2020).*