

Veroval pèse-personne diagnostic BMI

gymna

Art: 9086120 | Marque: [HARTMANN](#)



Informations sur le produit

Balance impédancemètre intelligente pour **l'analyse du poids et de la composition corporelle.**

- mesure et analyse: le poids, l'indice de masse corporelle (IMC - BMI), le taux de masse grasseuse, le taux de masse musculaire, le taux de masse osseuse, le taux de masse hydrique.
- détermine automatiquement les besoins en calories et le poids idéal de l'utilisateur.
- mémorise 30 mesures par utilisateur, maximum 4 utilisateurs.
- écran amovible avec support articulé et connexion sans fil.
- câble USB et batteries inclus.
- sauvegarde facile des données grâce au logiciel Veroval medi.connect.
- de 5 à 180 kg, par 100 g.

Précaution : ce pèse-personne ne doit pas être utilisé par des personnes portant des implants médicaux actifs (par ex. stimulateur cardiaque); ces appareils risqueraient de ne pas fonctionner correctement.