

## corporelle - bleu

Art: 9077162 | Marque: [OMRON](#)



## Informations sur le produit

Mesure en quatre points avec l'impédancemètre Omron BF511 pour un suivi précis du poids. Cet impédancemètre BF511 est le dispositif d'Omron qui fournit l'analyse la plus approfondie de la composition corporelle et donne un vaste aperçu de la masse grasse corporelle, de la graisse viscérale, du niveau musculaire squelettique, de l'IMC et du métabolisme au repos. Classé comme dispositif médical, il est validé cliniquement. PROPRIÉTÉS

- des mesures professionnelles à l'aide d'un dispositif financièrement abordable.
- poignée intégrée pour l'introduction des données.
- utilise la méthode d'impédance bio-électrique.
- validé cliniquement : La précision et la fiabilité de ce produit ont été prouvées lors d'études scientifiques indépendantes respectant des protocoles internationaux rigoureux reconnus.
- mesures en 4 points pour une analyse corporelle complète.
- mesure allant des mains aux pieds et inversement.
- pour la mesure et la comparaison de différentes résistances des tissus et des muscles.
- 8 capteurs pour une mesure précise.
- poids corporel max. : 150 kg.
- couleur : bleu.
- âge : 6 – 80 ans.
- taille : de 100,0 à 199,5 cm.
- 4 piles AA incluses.
- mémoire pour quatre personnes + mode invité.