

Poulie Super Explosive - 56 kg

gymna

Art: 325935 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Les appareils de pouliothérapie sont des équipements particulièrement adaptés à la thérapie d'entraînement médicale (TEM). Du fait qu'ils prennent peu de place, ils peuvent être installés dans n'importe quel espace de traitement ou salle d'exercice. La TEM est soumise à des exigences toujours plus strictes. Cela vaut pour le patient, qui souhaite être traité de la meilleure manière possible, comme pour le thérapeute qui souhaite consacrer son temps à son patient et non à des réglages fastidieux. Les appareils de pouliothérapie Gymna Super ont été spécialement conçus pour la thérapie d'entraînement médicale, en tenant compte de ces exigences. Cet appareil de pouliothérapie Super Explosief permet de réaliser des mouvements rapides sûrs, selon une grande amplitude de mouvement - sans que les poids ne « tombent » - créant ainsi une charge supplémentaire désagréable pour le patient. **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- équipé de 2 poignées.
- toutes les pièces sont de qualité supérieure et protégées par des droits de brevet.
- les câbles glissent avec une résistance minimale sur les roues de guidage.
- tous les points pivotants et à roulements sont dotés de roulements à billes sans entretien.
- la hauteur de traction est lisible et réglable à l'aide d'un mécanisme simple.
- les poids glissent silencieusement dans les guides chromés polis.
- les poids sont équipés de guides spéciaux en plastique qui font absorber les chocs.
- divers accessoires sont disponibles en option.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- poids : 14 x 4 kg.
- transfert 1:3 et 1:6.
- mécanisme de câble avec 2 sorties de câble.
- dispositif de réglage de la longueur du câble.
- roue au sol pour la traction par le dessous.
- limiteur de mouvement.

Peut être installé contre un mur (construction dure) ou sur un support (en option - art. 325.925).